



Lecture



Position d'écran ergonomique



Caméra haute définition




Contraste élevé




gel de l'image



2X-24X agrandissement



Ecran de 7" (18 cm)



190 x 130 x 26.7 mm



Grandes icônes



640 grammes



Auto-focus



Indicateur sonore



Optelec NV/SA Baron Ruzettelaan 29 8310 Assebroek (Brugge)
Succursale: Place Josse Goffin 13
1480 Clabecq-Tubize
Tel: 050/357555 Fax: 050/357564
Email: info@optelec.be
Website: www.optelec.be Webshop: www.shoptelec.be

Optelec Compact 7 HD


La Compact 7 HD est une loupe électronique de haute définition offrant un aperçu plus large et qui permet donc de voir encore plus de mots par ligne, avec la meilleure qualité d'image disponible

La Compact 7 HD intègre l'écran le plus large de la gamme Compact d'Optelec; mais toujours facile à emporter où vous le souhaitez.

"Des solutions simples et efficaces pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience visuelle."



Un écran large et un design compact



Grâce à son agrandissement ajustable à partir de 2X, la Compact 7 HD vous permet de voir les plus petits détails d'une photo ou d'un objet sur l'écran de 7 pouces pivotant, ergonomique et très lumineux.



Démarrage immédiat

En appuyant sur 1 seule touche, la Compact 7 HD est prête à l'emploi. Vous devez seulement poser la Compact 7 HD sur le support que vous souhaitez voir et appuyez sur la grosse touche en-dessous de l'écran. Il s'ouvre automatiquement et agrandit selon vos préférences.



Facile à emporter



Différent d'une tv-loupe fixe, la Compact 7 HD vous permet de lire confortablement votre courrier et votre livre dans votre fauteuil ou lors de vos déplacements quel qu'il soit.



Réglage individuel

Ajuster le réglage à vos besoins grâce au menu avec ses grandes icônes. Utilisez la touche intuitive pour choisir facilement les modes de visualisation préférés, la luminosité et la puissance.