



2.2 - 72 x zoom



Lezen



Schrijven



HD versie
beschikbaar




18,5, 22 en 24 inch
breedbeeldschermen



Hoog contrast
leesstanden



Autofocus
Autozoom



B: 44 cm x D: 50 cm
x H: 60 cm



PC aansluiting mogelijk



vanaf 10,8 kg



Optelec N.V.

Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge Tel. 050-35 75 55 Fax. 050-35 75 64
Place J. Goffin 13 - 1480 Tubize Tel. 02-355 80 89

Email: info@optelec.be www.optelec.be

Optelec ClearView⁺

“De eenvoud van één enkele knop.”

De ClearView+ beeldschermloep laat u toe om uw favoriete boek, krant of tijdschrift te lezen in grote letters. U hebt de mogelijkheid om zelf terug een brief te schrijven, kruiswoordraadsels of sudoku's op te lossen en familiefoto's te bekijken.

*“Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking
– door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken.”*



De eenvoud van de ClearView+

Zelfstandig lezen - zelfstandig leven

Om de ClearView+ te bedienen, heeft u genoeg aan één enkele knop. Met deze knop kunt u de vergroting en contrastkleur naar wens instellen. De (negatieve) contrastkleur helpt u om onduidelijke teksten om te zetten naar contrastrijke letters en achtergronden.



Zo worden zelfs de moeilijk leesbare teksten haarscherp weergegeven. Vergroting naar wens: ieder voorwerp of document kan van 1 tot 72 maal worden vergroot. Van boek tot medicijnbijsluiters, van bankafschrift tot familiefoto's.



Beeldkwaliteit

Verstelbare monitor in Full HD beschikbaar

De kwalitatieve Optelec monitoren kunnen in elke mogelijke richting worden aangepast voor optimaal leescomfort via de Ultra Flexibele Arm. U kunt de monitor verplaatsen in 5 richtingen waaronder de diepte, kijkhoek, hoogte en zelfs het verticaal draaien voor de beste leespositie. De monitoren zijn door Optelec zelf ontwikkeld. Daardoor kunnen wij u een beter contrast, een hogere helderheid en grotere kijkhoek garanderen dan bij conventionele computerschermen. Monitoren zijn verkrijgbaar in diverse maten: 18,5 inch, 22 inch en 24 inch.



Ergonomische bediening

Ergonomisch design voor optimaal leescomfort.

De bediening van de ClearView+ is geplaatst op het ruime beweegbare plateau. Dit zorgt ervoor dat u de centrale knop steeds kunt bedienen tijdens het lezen of schrijven, zonder daarvoor uw hand op te tillen. Ditzelfde plateau kan elektronisch worden vergrendeld voor een optimaal schrijfcomfort. Op deze manier kunt u makkelijk en zonder enige inspanning uw dagelijkse taken autonoom uitvoeren.

Modulair systeem

Elegant design, samen te stellen volgens uw behoefte.

De ClearView+ systemen zijn op maat samen te stellen. Onze systemen zijn beschikbaar in zwart/wit, kleur en High Definition met scherm naar keuze.

Er kan gekozen worden om extra opties toe te voegen, waaronder contrastkleuren, zoekfunctie, hulplijnen en computeraansluiting.

Basis opties:

- Pointer met overzichtsfunctie
- 16 voor- en achtergrond kleuren

Uitgebreide opties:

- basisopties
- instelbare hulplijnen met beeldafdekking
- schakelknop voor PC aansluiting

